

miniland


Manual de conexión del escucha latidos Sweetbeat y acceso a los latidos grabados

• Sigue los siguientes pasos para conectar el sweetbeat a la app Miniland emybaby:


1. Activar el bluetooth del móvil (sin enlazarlo al sweetbeat aún, ya que lo debes hacer desde la app).
2. Activar la ubicación del móvil.
3. Tener el **SWEETBEAT APAGADO**.
4. Acceder a la app Miniland emybaby.
5. A partir de este punto, puedes acceder a la conexión de dos formas:




Opción a: Desde la sección "embarazo", accediendo al apartado "ver datos".




Si accedes desde “ver datos”, debes seleccionar el apartado **ESCUCHA LATIDOS SWEETBEAT**.




Si no has activado previamente la ubicación, en este momento **te saltará un aviso** para hacerlo.




Si no has activado previamente el bluetooth, te saltará este aviso. Debes activar el bluetooth de tu móvil pero sin vincularlo al sweetbeat y le das a Reintentar conexión para que te aparezca el Sweetbeat en la app.



Y accederás a estas pantallas. En cuanto te salga el sweetbeat listado en los dispositivos disponibles, selecciónalo.



Y a partir de aquí ya podrás ver los latidos en la gráfica y oírlos. Además también podrás añadir las pataditas que te va dando el bebé clicando en el icono del piececito.



Si clicas en el botón de “**iniciar grabación**”, podrás guardar los latidos para verlos, escucharlos o compartirlos después.

Opción b: La otra forma de conectar el Sweetbeat es accediendo al apartado de “conectados” del menú.


Para ello debes de desplegar el menú completo, **clikando en este icono:**




Deberás elegir el apartado **CONECTADOS**



Clica sobre el botón de “añadir dispositivo” y eliges el Sweetbeat.



A partir de aquí, verás las mismas pantallas de conexión que en la opción a. Una vez accedas a la siguiente pantalla y comience la búsqueda de dispositivos disponibles es cuando debes **ENCENDER EL SWEETBEAT** y seleccionarlo en la pantalla de abajo.



En esta pantalla ya podrás ver los latidos en la gráfica y oírlos.




• Acceso a los latidos guardados

1. Desde la pantalla inicial, deberás acceder al apartado de **EMBARAZO**.



2. Clicar sobre el botón de **VER DATOS**.



3. Dentro de este apartado podrás acceder a **SUS LATIDOS** y encontrarás un listado con todos los sonidos guardados. Podrás escucharlos y compartirlos con tus seres queridos si lo deseas.

